

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cklf Para Wb, Elisa - Q9Ubr5

Número de artículo: CM0024584

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CKLF validado para WB y ELISA. Detecta CKLF humano, de ratón y de rata. El objetivo es un factor similar a una quimioquina implicado en la inflamación, la quimiotaxis y la regeneración del músculo esquelético. Ideal para estudios de inmunología y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CKLF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
Especie	Humano
GeneID	51192
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-67 del CKLF humano (NP_057410.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UBR5
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo