

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ckm/Ckb Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06732

Número de artículo: CM0010618



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CKM/CKB humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-CKM/CKB de conejo
Observaciones/Alias	CKMM; M-CK; CPK-M
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1158
ID del gen	1158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3-381 de CKM/CKB humano (NP_001815.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06732
Peso molecular de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo