


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ckmt1A Para Wb, Elisa - P12532

Número de artículo: CM0027190



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CKMT1A validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la creatina quinasa mitocondrial de tipo U, una enzima clave en el metabolismo energético, adecuada para estudios sobre la función mitocondrial y la homeostasis energética celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CKMT1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	548596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 258-417 de CKMT1A humana (NP_001015001.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12532
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo