


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ckpmt1B Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

Número de artículo: CM0026283



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CKMT1B humano (creatina quinasa mitocondrial tipo U). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en muestras de humano, ratón y rata. 47kDa. Ideal para estudios de metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CKMT1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1159
GenelD	1159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 de CKMT1B humano (NP_066270.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12532
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo