


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ckmt2 Para Wb Y Elisa - P17540

Número de artículo: CM0023995



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CKMT2 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Se dirige a la creatina quinasa mitocondrial de tipo S, esencial para el metabolismo energético en investigación de músculo cardíaco y esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CKMT2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SMTCK; CKMT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1160
GeneID	1160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-230 de CKMT2 humano (NP_001816.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17540
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo