


Anticuerpo Policlonal Anti-Cks2 Para Wb, Elisa - P33552

Número de artículo: CM0029182



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CKS2 humano (subunidad reguladora 2 de quinasas dependientes de ciclinas). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la división.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CKS2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CKSHS2; CKS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1164
GeneID	1164
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-79 del CKS2 humano (NP_001818.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P33552
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo