


## Anticuerpo Policlonal Anti-Clasp1 Para Wb, Elisa - Q7Z460

Número de artículo: CM0026031



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLASP1 humano. Adecuado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. El objetivo es una proteína de seguimiento del extremo más de los microtúbulos implicada en la migración celular y la mitosis. Ideal para biología celular e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CLASP1 Rabbit pAb                                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | MAST1; CLASP1                                                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                        |
| GenelD (Humano)     | 23332                                                                                                                                                         |
| GenelD              | 23332                                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1389-1538 del CLASP1 humano (NP_056097.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q7Z460                                                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 169kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |