

Anticuerpo Monoclonal Contra Cadena Pesada De Clatrina Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00610

Número de artículo: CM0009909



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cadena pesada de clatrina humana (CLTC, Q00610). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de pozos recubiertos y tráfico de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra cadena pesada de clatrina
Observaciones / Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1213
ID del gen	1213
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1571-1670 de la cadena pesada de clatrina humana (NP_004850.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00610
Peso molecular de la proteína	187kDa
Envío	Bolsa de hielo