

Anticuerpo Policlonico Contra La Cadena Pesada De Clatrina Para Wb Y Elisa - Q00610

Número de artículo: CM0029449



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra la cadena pesada de Clatrina validado para WB y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Inmunógeno: péptido sintético de los aa 1550-1650. Ideal para investigación sobre fosas recubiertas, endocitosis, autofagia y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de conejo contra la cadena pesada de Clatrina
Observaciones/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1213
ID del Gen	1213
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1550-1650 de la cadena pesada de Clatrina humana (NP_004850.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00610
Peso de la Proteína	192kDa
Envío	Bolsa de hielo