

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Pesada De Clatrina Para Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - Q00610 / P53675

Número de artículo: CM0010001



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra la cadena pesada de clatrina humana (CLTC/CLTCL1; Q00610/P53675). Validado para WB, IHC, IF, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la endocitosis, la mitosis y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la cadena pesada de clatrina
Observaciones/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; cadena pesada de clatrina
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1213/8218
ID del gen	1213/8218
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la cadena pesada de clatrina humana (Q00610).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q00610/P53675
Peso de la proteína	191 kDa
Envío	Bolsa de hielo