

Anticuerpo Policlonal Anti-Claudin 1 Para Wb Y Elisa - O95832

Número de artículo: CM0020466

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Claudin 1 humana, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la biología de las uniones estrechas, la función de barrera y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Claudin 1
Observaciones/Sinónimos	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudin 1
Especie	Humana
GenelD (humano)	9076
GenelD	9076
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 137-211 de Claudin 1 humana (NP_066924.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O95832
Peso molecular	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo