

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Claudina 1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O95832

Número de artículo: CM0007382

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Claudina 1 validado por KD para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta CLDN1 humano, ratón y rata. Proteína de unión estrecha, esencial para la barrera epitelial y la entrada viral. Ideal para investigación en biología epitelial y virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KD] Claudina 1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLD1; SEMP1; ILVASC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9076
ID de Gen	9076
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95832
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo