

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Claudina-3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15551

Número de artículo: CM0006785

### Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Claudina-3 detecta la Claudina-3 humana (UniProt O15551) con aplicaciones en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Esencial para la investigación de uniones estrechas y uniones celulares.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Claudina-3 mAb de Conejo                                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Claudina-3                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                              |
| GenelD (Humano)     | 1365                                                                                                                                                |
| GenelD              | 1365                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 121-220 de la Claudina-3 humana mAb (NP_001297.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                              |
| SWISS               | O15551                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                      |