

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Claudin-3 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O15551

Número de artículo: CM0026475

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Claudina-3 (CLDN3) humana. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLDN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Especie	Humano
GenelD	1365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 141-220 de la CLDN3 humana (NP_001297.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15551
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo