

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Claudina-4 Para Wb, Ip, Elisa - O14493

Número de artículo: CM0005513



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Claudina-4 humana, validado para WB, IP y ELISA. Ideal para la investigación de uniones estrechas y estudios del receptor CPE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Claudina-4
Observaciones/Alias	CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudina-4
Especie	Humano
GeneID (humano)	1364
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 111-209 de la Claudina-4 humana (NP_001296.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14493
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo