

Anticuerpo Monoclonal Anti-Claudina 5 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - O00501

Número de artículo: CM0011182

Introducción

Claudina 5 Rabbit mAb validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. Ideal para investigación de uniones estrechas y estudios de uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Claudina 5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7122
GenelD	7122
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 119-218 de la Claudina 5 humana (NP_001349995.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00501
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo