

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Claudina 6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56747

Número de artículo: CM0006448

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la Claudina 6 humana. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Esencial para la investigación sobre uniones estrechas y la entrada del VHC.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	Claudina 6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Skullin
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9074
GenelD	9074
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 119-219 de la Claudina 6 humana (NP_067018.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56747
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo