

Anticuerpo Monoclonal Abflo 647 Anti-Claudin18.2 Para Citometría De Flujo - P56856-2

Número de artículo: CM0009760

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con ABflo 647 dirigido contra la Claudin18.2 humana (isoforma A2). Validado para citometría de flujo, reconoce una proteína de unión estrecha de 27kDa expresada en la mucosa gástrica. Ideal para la investigación de la barrera gástrica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Claudin18.2 Humana
Observaciones/Alias	SFTA5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51208
ID del Gen	51208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de la Claudin18.2 humana (NP_001002026.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56856-2
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo