

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Claudina18.2 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P56856-2

Número de artículo: CM0011266

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Claudina18.2 de alta calidad validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la unión estrecha gástrica y la función de barrera. SWISS: P56856-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Claudina18.2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SFTA5; SFTPJ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51208
GeneID	51208
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56856-2
Peso Molecular de la Proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo