


Anticuerpo Policlonal Anti-Clca1 Para Wb, If-P, Elisa - A8K7I4

Número de artículo: CM0012875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLCA1 (regulador 1 del canal de cloruro activado por calcio). Validado para WB, IF-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de hipersecreción de moco, inflamación y transporte iónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CLCA1
Observaciones/alias	CACC, GOB5, CACC1, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1179
GeneID	1179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-150 de CLCA1 humano (NP_001276.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	A8K7I4
Peso molecular	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo