

Anticuerpo Policlonico Anti-Clcc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S66

Número de artículo: CM0021540

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLCC1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirige al canal de cloruro del RE, importante para la homeostasis del calcio y la supervivencia neuronal. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación sobre estrés del retículo endoplásmico y retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLCC1 Rabbit pAb
Notas / Alias	MCLC; RP32; CLCC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23155
GeneID	23155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-501 de CLCC1 humano (NP_055942.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96S66
Peso molecular	62kDa
Envío	Bolsa de hielo