


Anticuerpo Policlonico Anti-Clcn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35523

Número de artículo: CM0025612



Introducción

CLCN1 Rabbit pAb (P35523) es un anticuerpo policlonal dirigido contra la proteína 1 del canal de cloruro humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre excitabilidad del músculo esquelético y canalopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLCN1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CLC1; CLCN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1180
GeneID	1180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 779-988 de CLCN1 humano (NP_000074.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35523
Peso Molecular	109kDa
Envío	Bolsa de hielo