


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Clcn1 Para Wb Y Elisa - P35523

Número de artículo: CM0003483



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CLCN1 de alta calidad para WB y ELISA. Se dirige a la proteína del canal de cloruro 1 humana, un canal iónico activado por voltaje crucial para la excitabilidad del músculo esquelético y el mantenimiento del potencial de membrana en reposo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLCN1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CLC1; CLCN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1180
GeneID	1180
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 889-988 de CLCN1 humano (NP_000074.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P35523
Peso proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo