


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clcn2 Para Wb Y Elisa - P51788

Número de artículo: CM0030369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CLCN2 humano, validado para WB y ELISA. Detecta la proteína del canal de cloruro 2 humana y de ratón. Ideal para neurociencia, canales iónicos e investigación suprarrenal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLCN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLC2; ECA2; ECA3; EGI3; EGMA; EJM6; EJM8; FHA2; FHII; ClC-2; EGI11; HALD2; LKPAT; cIC-2; CLCN2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-770 de CLCN2 humano (NP_001164560.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51788
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo