


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clcn7 Para Wb Y Elisa - P51798

Número de artículo: CM0027875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CLCN7 validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta la proteína CLCN7 (CLC-7) en muestras de humano, ratón y rata. Apto para investigación en acidificación lisosomal, transporte de cloruro y osteopetrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLCN7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1186
GeneID	1186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 626-805 de CLCN7 humano (NP_001278.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51798
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo