


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clcnka Para Wb, Elisa - P51800

Número de artículo: CM0028531



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CLCNKA validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Se dirige al canal de cloruro CIC-Ka, involucrado en la audición y la función renal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CLCNKA Conejo pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | CLCK1; CIC-K1; hCIC-Ka; CLCNKA                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| ID del Gen (Humano) | 1187                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-644 de CLCNKA humana (NP_001244068.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                          |
| SWISS               | P51800                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 75kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |