

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clon10 Para Wb, Elisa - P78369

Número de artículo: CM0027357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CLDN10 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Se dirige a la Claudina-10 humana, una proteína de unión estrecha que regula la permeabilidad iónica paracelular, adecuada para la investigación renal y epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CLDN10
Observaciones/Alíase	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9071
GeneID	9071
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CLDN10 humana (NP_008915.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P78369
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo