

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cldn11 Para Wb, Elisa - 075508

Número de artículo: CM0029507

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CLDN11 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce la claudina-11 humana y de ratón, una proteína de unión estrecha implicada en la adhesión celular y la leucodistrofia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLDN11 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5010
GenelD	5010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-207 del CLDN11 humano (NP_005593.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075508
P>Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo