

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clon11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075508

Número de artículo: CM0017791

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CLDN11 diseñado para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Reconoce CLDN11 humano, de ratón y de rata, un componente de uniones estrechas implicado en la adhesión intercelular. Ideal para estudios de neurobiología y función de barrera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLDN11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Especie	Humano
ID del Gen	5010 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CLDN11 humano (NP_005593.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075508
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo