

Anticuerpo Policlonal Anti-Cldn17 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P56750

Número de artículo: CM0013221

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Claudina-17 humana (CLDN17) para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de las uniones estrechas y el transporte de aniones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CLDN17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLDN17
Especie	Humana
ID del gen (humano)	26285
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre el aminoácido 100 y el extremo C-terminal de la CLDN17 humana (NP_036263.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P56750
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo