

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cldn3 Para Wb, Elisa - O15551

Número de artículo: CM0016745

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLDN3 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de uniones estrechas y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLDN3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Especie	Humano
ID del Gen	1365
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 141-220 de CLDN3 humano (NP_001297.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15551
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo