

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cldn5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00501

Número de artículo: CM0018336

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CLDN5, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para estudios de unión estrecha y función de barrera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLDN5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7122
GenelD	7122
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 119-218 del CLDN5 humano (NP_001349995.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00501
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo