

Anticuerpo Policlonal Anti-Clon7 Para Wb, If-P, Elisa - O95471

Número de artículo: CM0021855

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CLDN7 validado para WB, IF-P y ELISA; detecta Claudina-7 humana, de ratón y de rata en ~22 kDa. Ideal para estudios de uniones estrechas e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CLDN7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, claudin-1, CLDN7
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	1366
ID del Gen	1366
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-211 de la CLDN7 humana (NP_001298.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95471
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo