


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa-1 P20 Clivada Para Wb, Elisa - P29466

Número de artículo: CM0007082



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la subunidad p20 clivada de la caspasa-1 humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de activación del inflamasoma, piroptosis y procesamiento de citocinas inflamatorias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-Caspasa-1 p20 clivada                                                                                    |
| Observaciones/Alias | ICE; P45; IL1BC; Caspasa-1 p20                                                                                              |
| Especie             | Humana                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 834                                                                                                                         |
| GeneID              | 834                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de la Caspasa-1 p20 humana (NP_001244047.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                      |
| SWISS               | P29466                                                                                                                      |
| Peso de la proteína | 10KDa/29KDa/35KDa/42KDa/45KDa                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |