


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cleaved-Caspase 3 P12 Para Wb, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0011993



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige el fragmento de escisión p12 de la caspasa-3 humana (P42574). Validado para WB y ELISA, apoyando estudios de mecanismo de apoptosis y desarrollo de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	836
ID de Gen	836
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 171-270 de la Cleaved-Caspase 3 p12 humana (NP_004337.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42574
Peso Proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo