


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa-8 Escindida (Asp384) Para Wb, Elisa - Q14790

Número de artículo: CM0004729



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la caspasa-8 escindida (Asp384). Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Adecuado para aplicaciones de investigación sobre apoptosis, necroptosis y piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspasa-8 Escindida (Asp384) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	841
GeneID	841
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 371-470 de la caspasa-8 humana (NP_203519.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14790
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo