


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gasdermina D Escindida (N-Terminal) Para Investigación De Piroptosis - P57764

Número de artículo: CM0006306



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo altamente específico dirigido contra el fragmento N-terminal escindido de la Gasdermina D humana (P57764). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de la piroptosis, la activación del inflamasoma y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Gasdermina D escindida (N Terminal)
Observaciones/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	79792
ID del gen	79792
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a residuos alrededor de Asp275 de la Gasdermina D humana (NP_079012.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P57764
Peso de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo