


Anticuerpo Monoclonal Anti-Parp Escindido (Asp214) Para Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Número de artículo: CM0005559



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PARP escindido (Asp214) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta el fragmento de escisión específico de apoptosis de PARP1 humano. Ideal para investigación de daño en el ADN y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PARP escindido (Asp214)
Observaciones/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Especie	Humano
ID del gen	142
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de PARP humano (Asp214) (NP_031441.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09874
Peso proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo