

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clec11A Para Wb, Elisa - Q9Y240

Número de artículo: CM0025860

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLEC11A humano, validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar osteogénesis, mantenimiento óseo e investigación de tejido esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC11A Conejo pAb
Observaciones/Alias	P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A
Especie	Humano
GeneID (humano)	6320
GeneID	6320
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-323 de CLEC11A humano (NP_002966.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y240
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo