

Anticuerpo Policlonal Anti-Clec12A Para Wb, If-P, Elisa - Q5Qgz9

Número de artículo: CM0029919



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLEC12A (CLL-1, MICL) humano, validado para WB, IF-P, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de activación de células mieloides y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC12A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	160364
GeneID	160364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-265 de CLEC12A humano (NP_612210.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5QGZ9
Peso Molecular	31kDa
Envío	Bolsa de hielo