

Anticuerpo Policlonal Anti-Clec1B Para Wb, Elisa - Q9P126

Número de artículo: CM0029272



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-CLEC1B de alta especificidad validado para WB y ELISA. Detecta CLEC1B humano, de ratón y de rata, un receptor plaquetario de PDPN implicado en la trombosis y la biología vascular. Ideal para uso en inmunodiagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; 1810061I13Rik; CLEC1B
Especie	Humano
GeneID	51266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-196 del CLEC1B humano (NP_001092901.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P126
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo