


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clec2D Para Wb Y Elisa - Q9Uhp7

Número de artículo: CM0016051



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLEC2D humano (LLT1/OCIL), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. El objetivo es un receptor de células NK implicado en la modulación inmunitaria y la inhibición de los osteoclastos. Ideal para investigaciones en inmunología y tejido óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLEC2D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
Especie	Humano
ID del gen	29121 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-154 de CLEC2D humano (NP_037401.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UHP7
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo