


Anticuerpo Monoclonal Anti-Clec3B/Tetranectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P05452

Número de artículo: CM0008963



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CLEC3B/Tetranectina humana (P05452), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función retiniana, el empaquetamiento exocítico y la unión a plasminógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC3B/Tetranectina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7123
GeneID	7123
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05452
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo