


Anticuerpo Policlonal Anti-Clec3B/Tetranectina Para If/Icc, Elisa - P05452

Número de artículo: CM0025057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CLEC3B/Tetranectina humana, adecuado para IF/ICC y ELISA. Se dirige a la lectina tipo C secretada involucrada en la unión del plasminógeno, la función retiniana y la exocitosis. Ideal para estudiar interacciones de proteínas plasmáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC3B/Tetranectina Conejo pAb
Observaciones/Alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7123
GeneID	7123
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-202 de la CLEC3B/Tetranectina humana (NP_003269.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05452
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo