


Anticuerpo Policlonal Anti-Clec4D Para Wb, If-P, Elisa - Q8Wxi8

Número de artículo: CM0026887



Introducción

pAb de conejo anti-CLEC4D de alta calidad validado para WB, IF-P, ELISA. Reconoce CLEC4D humano, de ratón y de rata (CD368, Dectin-3). Ideal para la investigación de inmunidad innata y receptores de reconocimiento de patrones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo CLEC4D
Observaciones/Alias	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	338339
GeneID	338339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-215 del CLEC4D humano (NP_525126.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXI8
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo