

Anticuerpo Policlonal Anti-Clec4E Para Wb, Elisa - Q9R0Q8

Número de artículo: CM0027975

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLEC4E (Mincle) de ratón, un receptor de lectina de tipo C del sistema inmunitario innato. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de reconocimiento de patrones y defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC4E Rabbit pAb
Notas / Alias	Mincle; Clecsf9
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	26253
GeneID	56619
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-200 de CLEC4E/MINCLE de ratón (NP_064332.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9R0Q8
Peso de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo