


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clec4M Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2X3

Número de artículo: CM0014423



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CLEC4M humano (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Uso en investigación para estudios de reconocimiento de patógenos y vigilancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CLEC4M
Observaciones/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
Especie	Humano
ID de gen (humano)	10332
ID de gen	10332
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 71-399 de CLEC4M humano (NP_055072.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H2X3
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo