


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Clec5A Para Wb Y Elisa - Q9Ny25

Número de artículo: CM0028197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CLEC5A (MDL-1) humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con seres humanos, ratón y rata. Ideal para investigación sobre inmunidad innata, infecciones virales y osteoclastogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CLEC5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23601
ID del gen	23601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-188 de la CLEC5A humana (NP_037384.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NY25
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo