

Anticuerpo Policlonal Anti-Clec7A Para Wb, Elisa - Q9Bxn2

Número de artículo: CM0026675

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLEC7A humana (Dectin-1). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humana, ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad innata, reconocimiento de hongos y señalización por beta-glucanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CLEC7A Rabbit pAb
Notas/Alias	BGR; CD369; CANDF4; SCARE2; DECTIN1; CLECSF12; CLEC7A
Especie	Humana
GeneID (Humano)	64581
GeneID	64581
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 140-240 de CLEC7A humana (NP_922938.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXN2
Peso Molecular	28kDa
Envío	Bolsa de hielo