


Anticuerpo Policlonal Anti-CLIC1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000299

Número de artículo: CM0016992



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CLIC1 humano (Proteína del canal intracelular de cloruro 1) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de canales iónicos y biología redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CLIC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1192
ID de Gen	1192
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00299
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo